

192



Agenda

1. **Wyzwanie medyczne:** Luki w diagnostyce i ryzyko powikłań.
2. **Rozwiązanie EPI:** Nowoczesne urządzenie typu wearable.
3. **Technologia i Fuzja Danych:** Sensoryka i minimalizacja błędów.
4. **Ekosystem:** Bezpieczeństwo i darmowa aplikacja mobilna.
5. **Model Biznesowy:** Koszty, refundacja i gwarancja.
6. **Analiza Rynku:** Porównanie z konkurencyjnymi rozwiązaniami.



Wyzwanie Medyczne

Projekt odpowiada na kluczowe wyzwania zidentyfikowane w badaniach klinicznych (Epilepsy care and diagnostic gaps in Europe).



Wysokie ryzyko powikłań:

Niewykryte i niemonitorowane napady padaczkowe stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.




Niedokładność danych: Brak obiektywnych i ciągłych danych diagnostycznych w codziennym, pozaszpitalnym życiu pacjentów utrudnia proces leczenia.



Zaawansowana Fuzja Danych

System wykorzystuje jednoczesną analizę z wielu czujników, co minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów, które są częstym problemem konkurencyjnych urządzeń.



Sensory Kinematyczne

Precyzyjne śledzenie ruchu pozwala na identyfikację charakterystycznych drżeń ciała występujących podczas ataków drgawkowych.



Optyczny Pomiar Tętna

Ciągła analiza pracy serca pozwala na błyskawiczne wykrycie gwałtownych zmian pulsu, często poprzedzających lub towarzyszących napadom.



Saturacja Krwi (SpO2)

Monitorowanie poziomu natlenienia krwi umożliwia detekcję spadków saturacji, co jest kluczowe w rozpoznawaniu napadów ogniskowych.



Konstrukcja i Bezpieczeństwo



Wytrzymała Obudowa: Całkowicie zamknięta i odporna na wstrząsy konstrukcja zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo w trakcie napadu.



Uniwersalne Ładowanie: Wbudowane ładowanie indukcyjne Qi (możliwość ładowania standardową ładowarką od smartwatcha).



Przycisk SOS: Fizyczny przycisk pozwalający na manualne wezwanie pomocy w momencie poczucia aury.



Odwoływanie Alarmu: Unikalna funkcja pozwalająca na odwołanie fałszywego alarmu przed wysłaniem powiadomień.



Dedykowana Aplikacja

Integralną część systemu stanowi **w pełni darmowa** aplikacja mobilna (brak jakichkolwiek opłat subskrypcyjnych).

Umożliwia monitorowanie stanu zdrowia pacjenta **w czasie rzeczywistym**.

Automatycznie **rejestruje i zapisuje** szczegółowe parametry biomedyczne z przebiegu każdego ataku dla lekarza.

W przypadku wykrycia zagrożenia, **natychmiastowo informuje** osoby bliskie o zaistniałym incydencie



Przełom w Dostępności

200 zł

Szacunkowy koszt sprzętu

(Okolo 200 - 300 PLN)

Dostępność dla każdego pacjenta



Brak subskrypcji: W przeciwieństwie do konkurencji, oprogramowanie i aplikacja są w pełni darmowe.



Gwarancja: Urządzenie objęte jest dożywotnią gwarancją.



Refundacja: Planowana jest pełna refundacja urządzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



Porównanie z Liderami Rynku

Cecha Systemu	Urządzenie EPI	EpiWatch (Apple Watch)	EpiMonitor (Empatica)
Wykrywane Napady	✓ Toniczno-kloniczne + Ogniskowe	✗ Tylko toniczno-kloniczne	✗ Tylko drgawkowe
Fuzja Danych	✓ Ruch + Puls + SpO2	-Ruch + Puls (Brak SpO2)	✗ Tylko ruch (Brak Pulsu/SpO2)
Koszty Zakupu	~200-300 zł (Plan. refundacja)	Wymaga zakupu Apple Watch	Wysoki koszt sprzętu
Koszty Utrzymania	✓ Brak (Darmowa aplikacja)	✗ ~220 USD rocznie	✗ Nawet ~500 USD rocznie
Przycisk SOS	✓ Fizyczny + opcja odwołania	✗ Brak fizycznego przycisku	- Skomplikowana sekwencja



Porównanie z Alternatywami

Cecha Systemu	Urządzenie EPI	NightWatch+	Rozwiązania programowe (OpenSeizure / SeizAlarm)
Przeznaczenie	✓ Całodobowe, Mobilne	☾ Głównie w trakcie snu	✓ Całodobowe
Fałszywe Alarmy	✓ Zminimalizowane (Fuzja 3 czujników)	✓ Rzadkie (Tylko ruchy fizjologiczne)	✗ Częste przy codziennych czynnościach
Zależność Sprzętowa	✓ Gotowy, dedykowany zestaw	Wymaga stacji bazowej	Wymaga drogiego smartwatcha (Garmin / Apple Watch)
Koszty i Gwarancja	✓ ~200-300 zł / Dożywotnia	✗ Kilka tysięcy złotych	✗ Koszt zegarka + często wysokie subskrypcje



Dziękujemy za uwagę

